

Łączniki indywidualne

Implantoprotetyka

CERCON
smart ceramics

Compartis
integrated systems



Elastyczność:

- Uzupelnienie oferty łączników prefabrykowanych
- Łączniki jedno- i dwuelementowe kształtowania łączników
- Do wielu systemów implantologicznych: DENTSPLY Friadent, AstraTech, Biomet 3i, Camlog, Nobel Biocare, Straumann, Zimmer

Bezpieczeństwo systemu:

- Wszystkie łączniki indywidualne dopuszczone po testach w wielu przypadkach zastosowań
- Wykonanie z klinicznie sprawdzonych materiałów
- Łączniki indywidualne DENTSPLY Friadent ANKYLOS® C/X oraz XIVE® o oryginalnej geometrii, wykonane z materiałów oryginalnych

Indywidualnie ukształtowane łączniki jedno- i dwuelementowe, ANKYLOS® /X, XIVE®, DENTSPLY FRIADENT, Niemcy.

Łączniki indywidualne z tlenku cyrkonu i tytanu



Jednoelementowe łączniki indywidualne wykonane w Compartis (ZrO₂, Ti).



Jednoelementowe łączniki indywidualne wykonane w Compartis (ZrO₂) XIVE®, ANKYLOS® C/, DENTSPLY Friadent, Niemcy



Jednoelementowy łącznik indywidualny wykonany w Compartis (Ti) dla ANKYLOS® /X, DENTSPLY Friadent, Niemcy



Dwuelementowy łącznik indywidualny wykonany w Compartis lub we frezarce Cercon brain expert (ZrO₂ na bazie tytanowej), dla implantów Astra Tech GmbH, Niemcy



Dwuelementowe łączniki indywidualne wykonane w Compartis lub Cercon brain expert (ZrO₂ na bazie tytanowej) dla implantów CAMLOG AG, Szwajcaria



Dwuelementowy łącznik indywidualny wykonany w Compartis lub Cercon brain expert (ZrO₂ na bazie tytanowej) dla implantów Nobel Biocare AG, Szwajcaria



DeguDent
A Dentsply Company

DeguDent GmbH Biuro Dentsply De Trey Tel. 22 825 72 08
degudent@dentsply.pl

Posiadamy dane laboratoriów, które wykonują łączniki indywidualne dla wymienionych systemów w technologii CAD/CAM: Cercon smart ceramics oraz Compartis.