


Cercon ht – następna generacja tlenku cyrkonu



Cercon ht – nowa generacja dwutlenku cyrkonu o bardzo dużej translucencji.

Cercon ht oferuje doskonałą translucencję



Transmisja światła w przypadku tradycyjnego dwutlenku cyrkonu oraz Cercon ht.

DeguDent CAD/CAM - rozwiązania na dziś i na jutro



Protetyka cyfrowa

Tak indywidualnie, jak to tylko możliwe...

Rozwiązania CAD/CAM firmy DeguDent

W laboratorium dentystycznym i w Compartis

Skanowanie i projektowanie


Wykonanie



Cercon eye

Cercon art

3Shape
DentalDesigner



Wykonanie
w laboratorium

cercon
smart ceramics

Wykonanie
w centrum
frezowania

Compartis
integrated systems

Compartis Scan & Design-Serwis



Suprastruktury Compartis
są skanowane i projektowane
wg wskazań laboratorium zlecającego.

ISUS
by Compartis

Rozwiązania protetyczne

Korony i mosty



Tlenek cyrkonu

Szlachetne stopy
dentystyczne

Chromo-kobalt

Tytan

Tworzywo na protezy
tymczasowe

Pierwotne korony teleskopowe i koniczne



Tlenek cyrkonu
Chromo-kobalt

Łączniki indywidualne



Tlenek cyrkonu
Tytan

Suprastruktury



Chromo-kobalt
Tytan