

take five

Zalety wyliczone na pięciu palcach



Keep it simple and safe.

DeguDent

A Dentsply International Company

take

Uniwersalne stopy
szlachetne i nieszlachetne
oraz ceramika prasowana
Duceragold® Kiss

Klasyczne
stopy szlachetne
Duceram® Kiss

Stopy
nieszlachetne
Duceram® Kiss

Tytan
Duceratin® Kiss

Tlenek cyrkonu®
Ceroon® ceram kiss



five

Zalety wyliczone na pięciu palcach

Najłatwiej jest coś skomplikować, najtrudniej jest coś uprościć. Tak więc proste, a nie skomplikowane oznacza prawdziwy postęp.

Kiss – Keep it simple and safe. Jest to przewodnia idea dla naszych czterech ceramik, każda przeznaczona na inną podbudowę. Dzięki czterem zestawom Cercon[®] ceram Kiss, Duceragold[®] Kiss, Duceram[®] Kiss oraz Duceratin[®] Kiss wylicują Państwo wszystkie podstawowe materiały, z których wykonywane są struktury protez.

Kiss: prostota razy pięć!

- Jeden schemat warstw na pięć różnych materiałów na podbudowę
- Optymalna harmonia kolorystyczna czterech ceramik Kiss
- Łatwa i szybka obróbka dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu ceramik licujących do materiałów na strukturę
- Wielofunkcyjność i dynamika światła poszczególnych mas ceramicznych
- Wydajne zestawy, zawierające tylko 73 masy ceramiczne



Keep it simple and safe.



Cercon[®] ceram kiss

Stomatologia estetyczna czy też kosmetyczna jest w szczególności związana z uzupełnieniami pełnoceramicznymi.

Aby sprostać oczekiwaniom wymagających klientów, opracowana została specjalna ceramika, Cercon ceram kiss, idealnie dopasowana do tlenku cyrkonu.

Cercon ceram kiss jest doskonale zgrana ze strukturami z cercon base (biały) i cercon base colored.

Za pomocą Cercon ceram kiss uzyskają Państwo w sposób łatwy i szybki piękne, estetyczne uzupełnienia na bazie tlenku cyrkonu.

Cercon[®] ceram kiss

- Z linerem lub bez linera
- Homogenne wyniki wypalania
- Opalizujące brzegi sieczne - maksimum estetyki
- Pewność dzięki testom symulującym siły żucia
- Łatwa praca dzięki znanym masom ceramicznym Kiss i filozofii warstwowania
- Kolory zębinowe dostępne także w kolorycie extreme[™]





Duceragold[®] Kiss

Duceragold Kiss jest ceramiką do licowania stopów o rozszerzalności termicznej z zakresu 16,2 – 17,6 $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$ oraz jest także elementem znanego od 15 lat i sprawdzonego systemu GoldenGate.

Duceragold Kiss jest jednocześnie przeznaczona do licowania ceramiki tłoczonej Cergo Kiss. Jedna ceramika do zastosowania na dwóch rodzajach podbudowy.

Cergo Kiss jest ceramiką tłoczoną i należy także do systemu GoldenGate. Z pomocą Cergo Kiss mogą Państwo wykonywać doskonałe estetycznie pojedyncze uzupełnienia pełnoceramiczne, takie jak wkłady, nakładki, licówki i korony.

Duceragold[®] Kiss

- Przyjazna dla zębów przeciwstawnych
- Homogenna powierzchnia
- Różnorodność kolorów dzięki mieszanii mas w proporcjach 1:1
- Masy z dynamiką światła
- Do licowania metalu i ceramiki tłoczonej
- Kolory dentynowe dostępne także w kolorniku extreme[™]





Duceram[®] Kiss

Duceram Kiss jest ceramiką do licowania klasycznych stopów szlachetnych i stopów nieszlachetnych o rozszerzalności termicznej $13,8 - 15,4 \mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$.

Duceram Kiss pokrywa tym samym szerokie spektrum zastosowań, począwszy od stopów bez zawartości miedzi i palladu BiOclus Kiss lub BiOclus Gold poprzez klasyczne stopy szlachetne, a kończąc na stopach nieszlachetnych jak np. StarLoy soft.

Duceram Kiss wyróżnia się szczególnym bezpieczeństwem jeśli chodzi o kolory. Ponadto jest to ceramika wyjątkowo łatwa w opracowywaniu. Jej opalizujące masy brzegów siecznych są szczególnie odporne na wielokrotne cykle napalania, co gwarantuje doskonały efekt estetyczny prac protetycznych.

Duceram[®] Kiss

- Szybkie schładzanie przy stopach takich jak np. BiOclus Kiss
- Stabilne opalizujące masy brzegów siecznych i maksimum estetyki
- Łatwa i dokładna powtarzalność kolorów w skali V
- 3 masy do podstawowej techniki warstwowej w rozwiązaniach ekonomicznych
- Maksymalna różnorodność kolorów
- Kolory dentynowe dostępne także w kolorniku extreme™



Duceratin[®] Kiss

Duceratin Kiss jest ceramiką opracowaną specjalnie do licowania struktur wykonanych z tytanu. Z medycznego punktu widzenia czysty tytan jest od dawna wysoce cenionym materiałem ze względu na swoją biogodność i wysoką odporność na korozję. Świadczy o tym długoletnie już stosowanie tytanu w implantologii.

Czysty tytan może być dziś doskonale opracowywany w systemach CAD/CAM, co pozwala wykluczyć problemy związane z odlewaniem tytanu. Materiał ten zyskuje więc dziś na nowo w laboratoriach dentystrycznych coraz większe znaczenie.

Duceratin[®] Kiss

- Nowy bond dla optymalnego połączenia
- Wyższe parametry wytrzymałościowe
- Filozofia kolorów w systemie Kiss
- Nowe masy final Shoulder
- Estetyka na najwyższym poziomie
- Kolory dentynowe dostępne także w kolorniku extreme[™]





... pffft i gotowe.

Za pomocą glazury w sprayu Spray Glaze LFC lub Spray Glaze Cercon® ceram Kiss nanoszenie glazury może być dziecinnie łatwe.

- Możliwa nawet bardzo cienka warstwa
- Zachowana struktura wcześniej naniesionych warstw
- Naturalny połysk



DeguDent GmbH
A Dentsply International Company
P.O. Box 1364 · 63403 Hanau
GERMANY
www.dentsply-degudent.com

DeguDent w Polsce
tel./fax.: 022 825 72 08
degudent@dentsply.pl
www.degudent.pl

DeguDent
A Dentsply International Company